


Tokiwa

ANIMAL CAGE,S INSTRUMENTS CATALOGUE



TOKIWA KAGAKU KIKAI CO.,LTD



犬用解剖台 T-650

本器は簡単に斜面傾斜の調節可能です。

Size : 100W×50D×80Hcm
上面ステンレス製、脚部ステンレスパイプ

犬用解剖台 T-951

本器は犬以外にもサル、ネコ、ウサギ等の病理解剖台に最適です。

Size : 150W×90D×90Hcm
全ステンレス製
給水、給温栓付（足踏栓式）、洗浄シャワー付
汚物受皿付



犬用解剖台 T-652

犬用の簡易解剖台で、血液はパイプを通じて下のバケツへ流れます。犬以外の解剖にも使える万能型です。

Size : 120W×90D×80Hcm
全ステンレス製（台枠は鉄製です）
排水トイ付、キャスター付

中動物用解剖台 T-653

T-653A


Size : 60W×95D×75~95Hcm
材質：上部ステンレス製本体鉄製塗装仕上
附属品：ゴムシート1枚

T-653B 手術用器械盆2ヶ付

T-653C 補助テーブル付



T-653B



犬用解剖台 T-654

T-654A

本器はヒーター及温度調節器がくみこまれていて、本体下部の空気槽をあたため、血液の凝固を防ぎます。アジャスター脚があるため、高さの調節が出来ます。

Size : 120W×40D×13Hcm

材質：本体 ステンレス製 部品 黄銅クロームメッキ仕上
100V、250Wヒーター付
首固定金具 大、小各1ヶ付

T-654B



T-654Aの恒温解剖台より恒温装置を取り除き、一般の解剖台にしたものです。

犬用解剖台用台車 T-655

犬用解剖台T-654用の台車です。

Size : 135W×55D×60Hcm

脚部：ステンレス製
片袖型、キャスター付



犬用解剖台 T-656

Size : 120W×27D×12Hcm

本体：木製
部品：鉄製塗装仕上
首固定金具：大、小各1ヶ付

ネコ・ウサギ用解剖台 T-657

T-657A

ヒーター及温度調節器付の恒温式の解剖台です。アジャスター付のため、高さ調節が出来ます。

Size : 85W×30D×12.5Hcm


材質：本体 ステンレス製
部品 黄銅クロームメッキ付
100V、150Wヒーター付
首固定金具：大、小各1ヶ付

T-657B

T-657Aの解剖台より恒温装置を取り除いた一般のタイプの解剖台です。



T-657B



北島式ウサギ用固定器 T-680

本品は他社製品と比較して本体も幅広く、金具も丸棒を用いず、ずれる心配のないよう角材を用い、両側スライド式固定方式に改良しました。

Size : 75W×21D×9Hcm

本体 : 木製

部品 : 黄銅クロームメッキ付

首固定金具 : 大、小各1ヶ付



押田式ウサギ用固定器 T-681-B

特に材料を吟味し他社製品よりも肉厚にし、固定等も堅牢に製作されております。

本体 : 黄銅クロームメッキ付

Size : 大 19W×50D×15Hcm

: 中 17W×45D×14Hcm

: 小 15W×40D×12Hcm

押田式モルモット用固定器 T-681-G

モルモット用の押田式固定器です

本体 : 黄銅クロームメッキ付

Size : 大 12W×21D×9Hcm

: 中 8.5W×21D×7Hcm


: 小 5W×15D×4Hcm



ウサギ用採血箱 T-682

Size : 17W×39D×19Hcm

木製、上蓋付



懸垂式犬用固定器 T-683

Size : 55W×86D×80Hcm

本体枠組 : ステンレス製



マウス用固定器 T-684

Size : 8.5W×16.5D×9.5Hcm

上板黄銅クロームメッキ付



マウス用固定器 T-685

Size : 8.5W×16.5D×9.5Hcm

上板 : 黄銅クロームメッキ付

ホルダー : 大、中、小各1ヶ付



ラット用固定器 T-686

Size : 10W×24D×17Hcm

上板 : 黄銅クロームメッキ付

首固定金具 : 大、中、小各1ヶ付




ラット用固定器 T-687

Size : 31W×15D×8Hcm

本体 : ステンレス及透明塩ビ製

静注用に最適です。



T-690C

バイロジェン用ウサギ固定器 T-690

材質：木製

T-690A 1羽用 Size：22W×40D×25Hcm

T-690B 2羽用 Size：38W×40D×25Hcm

T-690C 3羽用 Size：56W×40D×25Hcm

T-690D 5羽用 Size：93W×40D×25Hcm

バイロジェン用ウサギ固定器 T-691

T-690型の固定器にスノコをつけて水洗式にしたものです。

T-691A 3羽用 Size：58.5W×60D×25Hcm

T-691B 5羽用 Size：96W×60D×25Hcm

T-691C 6羽用 Size：115W×60D×25Hcm



T-691B



バイロジェン用架台 T-692

汚物受皿としてアルミトレーがついております。

本体枠組：ステンレス製

トレー：アルミ製

キャスター付

15羽用（5列×3段）

Size：113W×63D×165Hcm

バイロジェン用水洗架台 T-693

汚物を水洗出来るタイプの架台です。

本体枠組：ステンレス製

流し：ステンレス板張り

キャスター付


T-693A 12羽用（6列×2段）

Size：130W×60D×150Hcm

T-693B 24羽用（12列×2段）

Size：240W×60D×150Hcm





小動物用秤 T-702

T-702A ラット用秤
秤量：800g（2回転式） 感量：1g
箱の大きさ：15W×18D×10Hcm

T-702B ウサギ用秤
秤量：4kg（2回転式） 感量：5g
箱の大きさ：23W×25D×15Hcm



中動物用秤 T-703

T-703A ウサギ用秤
秤量：10kg（2回転式） 感量：20g
箱の大きさ：30W×27D×15Hcm

T-703B イヌ用秤
秤量：30kg（2回転式） 感量：20g
箱の大きさ：43W×33D×20Hcm



マウス、ラット用電子天びん T-705

秤本体（PG802-S）
秤量：810g（箱重量含） 感量：0.01g
プリンター（LC-P45）…オプション
秤に接続することによりプリントアウトされます。
※秤量箱はカタログと異なります



中動物用秤（イヌ用） T-704

秤量：50kg
感量：100g
箱の大きさ：70W×40D×80Hcm




ウサギ用電子天びん T-706

秤本体（SB8001）
秤量：8100g（箱重量含） 感量：0.1g
プリンター（LC-P45）…オプション
※秤量箱はカタログと異なります

イヌ用電子天びん T-707

秤本体（SB32000）
秤量：32100g（箱重量含） 感量：1g
プリンター（LC-P45）…オプション
※秤量箱はカタログと異なります

手術器具 T-710





動物用手術セット T-710A

37点セット

動物用手術セット T-710B

18点セット



動物用手術セット T-710C

5点セット

自記温湿度計 T-711



本器は温度、湿度を1つにまとめたコンパクトな自記記録計です。動物施設の各箇所における温湿度測定にはかかせないものです。

温度調節：-20℃～40℃
湿度範囲：0～100%
7日巻と1日巻の切り替え可



汚物用運搬車 T-714

Size : 75W×56D×72H (本体47H) cm
 本体：ステンレス製
 150Φキャスター付

ステンレス汚物受ロート T-715

Size : 60W×60D×80Hcm
 本体：ステンレス製
 3" キャスター付



作業運搬車 T-716

Size : 60W×90D×90Hcm
 床面：ステンレス製
 キャスター 150Φ

T-716A ガード用ゴムなし T-716B ガード用ゴム付



作業運搬車 T-717

Size : 60W×90D×90Hcm
 床面：ステンレス製
 キャスター 150Φ


T-717A ガード用ゴムなし T-717B ガード用ゴム付

飼料運搬車 T-718

飼料運搬車以外に、汚物用運搬車としても最適です。
 ポリバケツ：55ℓ付
 本体：鉄製パイプ焼付き塗装仕上
 3" キャスター付
 ※ステンレス製も製作致します。

飼料運搬車 T-719

Size : 40W×45D×120Hcm
 容量：約50ℓ
 本体：ステンレス製
 3" キャスター付



飼料運搬車 T-720

Size : 54W×41.5D×95H (本体36H) cm
 容量：約80ℓ
 本体：ステンレス製
 3" キャスター付





ステンレス作業台 T-750

T-750A Size : 60W×90D×75Hcm

T-750B Size : 60W×60D×75Hcm

3" キャスター付

ステンレス作業台 T-751

T-751A Size : 60W×90D×75Hcm

T-751B Size : 60W×60D×75Hcm

3" キャスター付



ステンレス作業台 T-752

T-752A Size : 60W×90D×75Hcm

T-752B Size : 60W×60D×75Hcm

3" キャスター付

デコラ作業台 T-753

T-753A Size : 60W×90D×75Hcm

T-753B Size : 60W×60D×75Hcm

棚板：デコラ張り 脚部：ステンレス製

3" キャスター付



ステンレス作業台 T-754

T-754A Size : 45W×90D×75Hcm

T-754B Size : 45W×60D×75Hcm

3" キャスター付

ステンレス作業台 T-755

Size : 50W×40D×75Hcm

3" キャスター付





ステンレス作業台 T-756

T-756A Size : 60W×90D×75Hcm

T-756B Size : 60W×60D×75Hcm

3" キャスター付

ステンレス作業台 T-757

T-757A Size : 60W×60D×75Hcm

T-757B Size : 60W×45D×75Hcm

3" キャスター付



ステンレス作業台 T-758

T-758A Size : 60W×60D×75Hcm

T-758B Size : 60W×45D×75Hcm

3" キャスター付

ステンレス作業台 T-759

T-759A Size : 60W×90D×75Hcm

T-759B Size : 60W×60D×75Hcm

片袖折りたたみタイプです。

3" キャスター付



ステンレス作業台 T-760

T-760A Size : 60W×90D×75Hcm

T-760B Size : 60W×60D×75Hcm

3" キャスター付

ステンレス作業台 T-761

T-761A Size : 60W×90D×75Hcm

T-761B Size : 60W×60D×75Hcm

3" キャスター付





ステンレス治療作業台 T-762

T-762A Size : 55W×75D×75Hcm
T-762B Size : 45W×60D×75Hcm
3" キャスター付



ステンレス治療作業台 T-763

T-763A Size : 55W×75D×75Hcm
T-763B Size : 45W×60D×75Hcm
3" キャスター付



ステンレス作業机 T-764

T-764A Size : 60W×90D×75Hcm
T-764B Size : 60W×60D×75Hcm
3" キャスター付

移動踏台 T-765

Size : 38W×60D×56Hcm
鉄製パイプ焼付塗装仕上
床面ゴム板張り
2" キャスター付
※ステンレス製も製作致します。



手洗台



ステンレス手洗台 T-766A

1個用
枠組：ステンレス製 キャスター付
手洗鉢：ステンレス製

ステンレス手洗台 T-766B

2個用
枠組：ステンレス製 キャスター付
手洗鉢：ステンレス製



全て御注文の寸法にて製作致します。



滅菌缶 T-770A

オートクレーヴ及乾熱滅菌用の大型の滅菌缶です。マウスケージ及飼料、カンナ屑等の滅菌に最適です。

Size : 48W×48D×35Hcm アルミ製

把手：ステンレス製

空気孔7Φm/mがあいています。



滅菌缶 T-770B

オートクレーヴ及乾熱滅菌用の大型の滅菌缶です。マウスケージ及飼料、カンナ屑等の滅菌に最適です。

Size : 48W×48D×35Hcm アルミ製

把手：ステンレス製

空気孔はありません。

滅菌缶 T-771

T-770の滅菌缶の側面に空気孔調整用のスライドダンパーがついたものです。

Size : 40W×50D×30Hcm

本体：アルミ製

スライドダンパー（ステンレス製）付

把手：ステンレス製



滅菌缶 T-772

本滅菌缶は乾熱滅菌器使用によるカンナ屑の滅菌に最適です。大きさは石油缶と同じです。

A Type : ステンレス（SUS304）製

B Type : アルミニウム耐蝕アルマイト加工仕上


Size : 25W×25D×40Hcm

着衣滅菌缶 T-773

着衣の滅菌に必要です。スライドダンパー付なので滅菌後はダンパーをしめて保管出来ます。

Size : 40W×30D×14Hcm

材質：全ステンレス製（SUS304）



ステンレス製金網籠 T-774

小物の動物飼育器具の運搬及滅菌、洗浄に必要な籠です。

Size : 50W×40D×30Hcm ステンレス金網製、蓋付


ステンレス製金網籠 T-775

Size : 65W×40D×35Hcm

ステンレス金網製




クリーンマット Clean Mat




クリーンマット T-780

動物室に於て、出入口の靴の消毒に最適です。外トレイとは取外しが出来ます。外トレイはデーパー付ですので、運搬車等はそのまま出入り出来ます。寸法は現場に合わせて作ります。



トレイ SUS304製 ゴムマット付
T-780-A Size : 60W×55Dcm
T-780-B Size : 80W×55Dcm
T-780-C Size : 100W×55Dcm
T-780-D Size : 120W×55Dcm



クリーンマット分解図
内トレイと外トレイとは上図の如く分解出来ます。外トレイの縁の巾は10cmです。

バキューム Vacuum Cleaner



バキューム T-781 (JE-4500型)

- 永遠のベストセラー機種です。さらにグレードアップしました。
- 液体から固体まで何でも吸引します。
- 60ℓ オールステンレスタンクを使用しています。
- フィルター面積が大きく目詰まりしにくい構造です。
- 足廻りが大きく移動が大変楽です。
- ゴアテックスフィルター付です。

仕様

- ・モーター出力：1.5kw
- ・電圧：単相100/200V
- ・風量：2.6m³/min
- ・吸入圧：25kpa
- ・吸込仕事率：275W
- ・タンク容量：60ℓ
- ・重量：21.5kg
- ・寸法：Φ570×H820mm

無菌用バキューム T-782 (JE-4700型)

- 1.乾湿両用で、液体、塵埃を吸引します。
- 2.高性能フィルター（HEPA）がついており、0.3μの微生物や微粒子を99.97%の効率で捕集します。
- 3.回収タンクにはのぞき窓がついており、回収物の量、識別が可能です。
- 4.回収された塵埃はビニール袋に回収され、手を汚さずにポイ捨て可能です。
- 5.クリーナーのヘッドは大型ヒンジの使用により女性でも楽に回収物を取り出せるようになっています。
- 6.ドレインを標準装備しておりますので、液体廃棄はドレインより行なう事が出来ます。
- 7.液体回収時に一定量に達しますと吸引がストップし、モーターの保護をします。
- 8.安定性抜群の4輪キャスターを使用。本体は清潔なオールステンレスです。

のぞき窓付

仕様

電 圧	単相100V 50/60Hz
消 費 電 力	1000W
風 量	1.5m ³ /min以上
静 圧	20kpa
フィルター材質	HEPAフィルター ゴアテックスフィルター
集 塵 効 率	0.3μ粒子にて99.97%以上
回 収 容 量	20ℓ（ドレイン付）
本 体 材 質	ステンレス製
重 量	24kg
寸 法	Φ390×750H (mm)





マイクロカット T-784

4ℓ 入り

ベンザルコニウム系特殊洗浄剤です。マイクロスプレー専用の洗浄剤で、洗浄性殺菌力もすぐれていて、さらに脱臭効果も優れていますので、動物飼育室の洗浄殺菌には最適です。用途に応じて300～500倍に希釈して御使用ください。



マイクロクリーン T-785

4ℓ 入り

ヨード系の特殊洗浄剤で、特に冷水（40℃以下）を使う場合に御使用下さい。マイクロスプレー専用の洗浄剤で、600～1,200倍程度で御使用下さい。（消毒を主にする場合300～400倍）洗浄力があり腐食性がなく残存効果を有し、有機物があっても有効であり、酸性中和能力をもっているなど極めて優秀な洗浄消毒剤です。

ライム・ア・ウェイ T-786

10kg入

尿石除去用の酸性洗浄剤です。10～20倍にうすめて、ブラシ等でこすりますとよくおちます。御使用後は必ずすすぎ洗いをして下さい。



NEWタスカルサン T-787

特 長

- 他に類を見ない洗浄力がありますので作業時間が短縮されます。
- 刺激臭がなく、水で希釈しても十分な洗浄力があるので経済的です。
- NEWタスカルサンで洗浄した後のステンレス表面は不動態化されるため錆の発生を防ぎ、汚れが付着しにくくなります。
- アルミニウムやステンレスに対して腐食性がほとんどなく、安全性についても家庭用トイレ洗浄剤と同程度ですので安心してご使用下さい。



性 状

主 成 分	有機酸 無機酸 腐食抑制剤
外 観	微黄色～透明液体
比 重	1.10±0.03 (20℃)
沸 点	103℃
引 火 性	なし
pH	1以下（強酸性）

荷姿・梱包

20kg×1缶

10kg×2缶/ケース

5kg×4缶/ケース

ジェット・フォグ Jet Fog



ジェット・フォグⅠ型 T-788A

材質：アルミニウム・ステンレス
タンク容量：約3.8ℓ
電源：100V

ジェット・フォグⅡ型 T-788B


ジェット・フォグⅠ型に噴射量と粒子の大きさを4段階に調節出来るようにしたタイプです。



ターンテーブル T-789

ジェット・フォグ用のターンテーブルです。室内をまんべんなく消毒するのに最適です。
電源：100V

マイクロスプレー Micro Spray



壁掛型マイクロスプレー T-800J型

- ・電力も燃料もいりません。
- ・濃度は濃度コントロールチップにより決めます。

仕様

本体外寸：266W×610H×152Dmm
入口用ホース：5/8×8ft (2.4m)
ガン用ゴース：5/8×50ft (15m)
ガン：ジャイアントガン
洗剤容器：4ℓ プラスチックボトル
附属機器：入口用ボール弁1/2"
サイフォンブレイカー1/2"
アスピレーター
アスピレーター用オリフィス
洗剤吸入セット
接続用ニッブル3/4"

噴霧器 T-801 Spray



肩掛け噴霧器 T-801A

重量：2.1kg
容量：9.1ℓ

電池式噴霧器（パナスプレー） T-801B

単一乾電池：6ヶ使用
ホース：1.5m ノズル：56～85cm

卓上噴霧器（倉又式） T-801C

大型：1,000cc 中型：600cc 小型：400cc



高圧洗浄機 T-803 ジェットボーイ Jetboy



ゴングX161

超小形、超低価格な高圧洗浄機です。
100Vタイプです。

仕様

圧	力	65kg/cm ²
流	量	8ℓ/min
電	源	AC100V 50/60Hz
電	流	14A（過電流保護装置付）
給	水	温度
給	水	方式
バ	キ	ューム
寸	法	
重	量	
		吸引揚程 1m
		325×250×240 ^{mm}
		14kg

高圧洗浄機 T-802 ジェットマン Jetman

高温水高圧洗浄機 ジェットマンFH56ターボ T-802A



どこでも使える100V電源です。
ワンタッチ切り替えでホット・ウェット洗浄出来ます。
高温・高圧の移動型洗浄機です。

電源：100V 14.5A 出力1.2kw 使用燃料：軽油・白灯油
吐出量：6.5ℓ/min
吐出圧力：70kg/cm²
コールド・ホット兼用 薬液タンク付
吐出温度：可変 max75℃

常温水高圧洗浄機 ジェットマンFC67ターボ T-802B



どこでも使える100V電源です。
片手で持ち運べる超軽量小型です。
常温用です。

電源：100V 14A/50サイクル 14.5A/60サイクル
吐出水量：8ℓ/min
吐出圧力：60kg/cm²/50サイクル 70kg/cm²/60サイクル
使用出来る水温：60℃迄
薬液吸入可

常温水高圧洗浄機 ジェットマンGCTシリーズ T-802C




高圧少量タイプです。


電源及エンジンタイプ有り（電動タイプ AC200V 3kw）
吐出水量：14ℓ/min
吐出圧力：120kg/cm²
使用出来る水温：50℃迄
薬液吸入可

小動物走行運動負荷装置 T-804 **トレッド・ミル** Tread Mill

本装置はマウス・ラットの体力疲労度を強制走行により測定する装置にして、航空医学、薬理学の分野に広く活用されております。大型ラット用の場合は御注文に依り製作致します。



5連式



2連式




4連式

概 要

1. 1回転1～1.5mのベルトを回転させる事により、強制的にマウス・ラットを走行させます。
走行距離は電磁カウンターに依り記録されます。
2. 走行速度、ベルト角度は自由に変更できます。
3. タイマーがある為、実験時間は自由に設定出来ます。

- ・モーター：100V 35W
- ・ベルト勾配調節装置付
- ・走行距離用電磁カウンター付（4桁）
- ・走行速度調節可（0～60m/min）
- ・走行時間設定タイマー付（～60分）
- ・強制走行解除装置付

※本製品の仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承下さい。



T-810A


犬用人工呼吸器 T-810

比率可変型 T-810A

呼吸可変容量：50～750cc
呼吸可変回数：5～50/min
比率可変範囲：30%～70%
電動機：直流ギヤーモーター（100V）
寸法：W56cm×D31cm×H32cm
重量：23kg

コンスタント型 T-810B

呼吸可変容量：50～750cc
呼吸可変回数：5～50/min
電動機：直流ギヤーモーター（100V）
寸法：W56cm×D31cm×H32cm
重量：22kg



T-811A


ネコ・ウサギ用人工呼吸器 T-811

比率可変型 T-811A

呼吸可変容量：20～200cc
呼吸可変回数：10～90/min
比率可変範囲：30%～70%
電動機：直流ギヤーモーター（100V）
寸法：W56cm×D31cm×H32cm
重量：22kg

コンスタント型 T-811B

呼吸可変容量：20～200cc
呼吸可変回数：10～90/min
電動機：直流ギヤーモーター（100V）
寸法：W56cm×D31cm×H32cm
重量：20kg



T-812

モルモット・ラット用人工呼吸器 T-812


コンスタント型

呼吸可変容量：0～30cc
呼吸可変回数：20～150/min
電動機：直流ギヤーモーター（100V）
寸法：W40cm×D27cm×H32cm
重量：18kg

スメルクリーン

SMELL CLEAN

- ・高吸水性、高消臭性のトレー専用シートです。特殊吸水ポリマーによる吸水性と合成ゼオライトによる消臭効果により長時間の使用が可能です。
- ・オートクレーブ滅菌が可能です。
- ・焼却処理できます。
- ・ご注文がまとまれば裁断致します。



■成分





高分子吸水性樹脂
合成ゼオライト
ヒノキチオール

■包材

紙不織布
ポリプロピレンスバンボンド不織布

■サイズ

1ロール:60cm×100m



とこじき

吸水性抜群!

微粉末がない!

アンモニア臭がない!



原料ロットNoは床敷き各所にも印刷されています。

製造元

株式会社 イワクラ

総発売元

株式会社 道央理化産業

代理店

トキワ科学器械(株)

特 長

材料 北米トーヒ・道産えぞまつ・とどまつ

包装 通気性が良いクラフト紙包装
70×43×22 (厚さ) cm

乾燥 天然乾燥で表面が柔らかく吸水性が良い。

滅菌 袋を開封しないままオートクレーブ滅菌が可能である。また10mm程度の穴を袋に開けた方が滅菌時間が短い。

形状 特殊なフレーク状カットにより吸水性が非常によく微粉末の出来る割合が非常に少ない。またマウス・ラットの営巣に適している大きさ、柔らかさである。

アンモニア臭

吸水速度が速いため他社のチップよりケージ内アンモニア臭が少ない。

安定供給度

建材で大量に輸入するため無制限に供給可能です。

重さ 11kg

(湿度・温度の関係で重量に多少の変化があります。)

チップに付着している微粉末

三段階にフルイを掛けるため他社にくらべ微粉末は非常に少ない。

GLP基準

対応品

残留農薬検査

特殊なフレーク状カットにより吸水性が非常によく微粉末の出来る割合が非常に少ない。またマウス・ラットの営巣に適している大きさ、柔らかさである。

滅菌サンダル

実用新案登録済

従来のサンダルは洗浄並びに薬品で殺菌をしてもサンダルの製品上、滅菌処理が十分に出来ませんでした。また抗菌サンダルにおいても完全殺菌となりません。当社の開発したサンダルはオートクレーブにより細菌やウイルスを完璧に殺菌することができ、履物による汚染を防ぐことができます。



特 長

底部はすべらない特殊ゴムを使用。また水をはねあげない構造になっています。
中底部はすべりづらく、汗もかきづらい構造になっています。上部は伸び縮み可能な特殊ゴムを使用。

オプション

使用場所に合わせ赤・青・黄・緑などのバンドを付けることもできます。

使用場所

研究所、各種実験施設、バイオハザードルーム、手術室、回復室、食品加工会社等。

オートクレーブ使用方法

オートクレーブ使用時、パットを内部へ入れて掛けて下さい。(132℃まで使用可能)

耐久テスト

工場試験場において耐久テスト実施済。

型	1	2	3	4	5	6
サイズ	22.0 23.5	23.5 24.5	24.5 25.5	25.5 26.5	26.5 28.0	28.0 30.0

単位: cm

滅菌ブーツ

「ムレ感」を解消！ 汗を残さず空気でつつむ

新しく開発したブーツは、オートクレーブ滅菌ができ、細菌やウイルスを死滅させます。
また特殊繊維と特殊な構造により足むれを防ぎ、さわやかな履心地をお約束します。

■滅菌ブーツサイズ

	サイズ	寸法(mm)
滅菌ブーツ 1型(短)	24.0cm~ 24.5cm	280mm
	25.0cm~ 25.5cm	290mm
	26.0cm~ 28.0cm	300mm
滅菌安全ブーツ 1型	24.0cm~ 24.5cm	265mm
	25.0cm~ 25.5cm	275mm
	26.0cm~ 28.0cm	285mm



欧米に於きましては、従来よりマウス・ラットの飼育にフィルターキャップが用いられております。弊社におきまして、2種類のフィルターキャップを販売しております。側面が透明なフィルムをつけたT-FC-I型、側面透明でオートクレーヴ滅菌可能にしたT-FC-II型の2種類です。

細菌感染の防止にはすばらしい効果をあげます。ラミナーフローラックの使用の際にあわせて使用すると、更に良い効果が得られますので、トランスジェニックの実験には最適です。


型 式	仕 様	材 質	使用 ケージ
T-FC-I 型	両面透明オートクレーヴ滅菌不可	不織布 透明塩ビフィルム	マウスプレスケージ ラットポリカケージ マウスポリカケージ ラットTPXケージ
T-FC-II 型	両面透明オートクレーヴ滅菌可	不織布 透明ポリエステルフィルム	マウスTPXケージ ラットPSFケージ マウスPSFケージ

(例) ラットTPXケージ TR-TPX-200用 (オートクレーヴ滅菌不可) : T-FC-I-TR-TPX-200


ラットTPXケージ TR-TPX-200用 (オートクレーヴ滅菌可) : T-FC-II-TR-TPX-200



ラットポリカケージ用のフィルターキャップ



マウスTPXケージ (5匹用) のフィルターキャップ



マウスプレスケージ (TM-413B) のフィルターキャップ